

Fiche pratique : barre de redressement


Le rôle de la barre latérale de redressement est d'améliorer l'indépendance pour se retourner et pour sortir du lit.

Elle se place donc au lit. Elle s'installe entre le sommier et le matelas. Sur tous types de lits (standard, électrique, médicalisé).


La barre latérale de redressement est un dispositif qui ne bénéficie pas de prise en charge de la sécurité sociale.

Comment l'utiliser :

1/ Lorsque l'on est sur le dos dans le lit : venir attraper la barre avec le bras opposé au côté où est placée la barre pour vous mettre sur le côté :



2/ Une fois sur le côté, sortir les jambes du lit et pousser sur la barre ainsi que sur votre bras contre lit pour venir vous asseoir au bord du lit :



Le produit que nous préconisons :

Modèle : CANOLI ®, Fabricant : ALTER ECO SANTE



Ce produit est donné à titre d'exemple, d'autres produits similaires sont disponibles sur le marché, renseignez-vous auprès de votre revendeur de matériel médical.

Où la trouver ?

Après d'un revendeur de matériel médical